EPEOLDÁSI REAGENS

Folyékony reagens az epesavas sók oldó hatásának kimutatásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	10 ml: BSR60010
Szín:	Víztiszta
Megjelenés:	Transzparens, üledékmentes oldat

Felhasználási útmutató: Egy napos sűrű véres agar tenyészetre egy csepp reagenst cseppentünk és a táptalajt megfordítva egy órára 37 °C-os termosztátba helyezzük.

Értékelés:
Pozitív: A telepek teljesen feloldódnak
Negatív: A telepek épek maradnak

ÖSSZETÉTEL

Nátrium-dezoxikolát	10%
Oldószer	Desztillált víz

Tárolási körülmények: Fénytől védve, szobahőmérsékleten.

FIGYELEM:
A reagenst csak a címkén jelölt lejáratig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Teszt törzsek	**Eredmény**
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	Pozitív
Streptococcus mitis ATCC 49456	Negatív

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!