KATALÁZ REAGENS

Reagens a baktériumok által termelt kataláz enzim kimutatásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	10 ml: CRE60010 – cseppentő flakonban
Szín:	Víztiszta
Megjelenés:	Transzparens, üledékmentes oldat

Felhasználási útmutató: A vizsgálandó baktérium tiszta telepét dörzsöljük rá egy üveg tárgylemezre, majd csöppentsünk rá **1 – 2 csepp Kataláz reagenst (CRE60010)**. Leolvasás azonnal.

Értékelés:
Pozitív: buborékképződés
Negatív: nincs buborékképződés

ÖSSZETÉTEL

Hidrogén-peroxid	30 %
Stabilizátor	0,05 %

Tárolási körülmények: A cseppentő fiolákat és a flakonokat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:
A reagenst csak a címkén jelölt lejáratig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Teszt törzsek	**Eredmény**
Staphylococcus aureus ATCC 29213	Pozitív
Streptococcus pyogenes ATCC 19611	Negatív

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!