KINYOUN FESTÉK KÉSZLET

Festék készlet saválló baktériumok (különösen a gyengén vagy részlegesen savállók) festéséhez.

Oldatok		
Katalógusszám:		3 x 100 ml: KIS60300
Szín	A. (100 ml):	Bíborvörös
	B. (100 ml):	Víztiszta
	C. (100 ml):	Kék
Megjelenés:		Transzparens, üledékmentes oldatok

Felhasználási útmutató:

1. **Festés:** A oldattal 5 percig. Öblítés desztillált vízzel.
2. **Mosás:** Maradék festék eltávolítása 0,5%-os etil-alkohollal. Öblítés desztillált vízzel.
3. **Színtelenítés:** B oldattal 3 percig. Öblítés desztillált vízzel.
4. **Utófestés:** C oldattal 1 percig. Öblítés csapvízzel.
5. **Szárítás:** Levegőn, álló helyzetben

Értékelés:

Pozitív (saválló): A telepek részben vagy egészben pirosra festődnek.
Negatív (nem saválló): A telepek kékek.

ÖSSZETÉTEL

A. KARBOL FUKSZIN OLDAT	
Fukszin, bázikus	4%
Fenol	8%
Oldószer	Etanol 20%

B. SZÍNTELENÍTŐ OLDAT	
Kénsav	0,5%

C. UTÓFESTŐ OLDAT	
Metilénkék	1%
Oldószer	Desztillált víz

Tárolási körülmények: A flakonokat fénytől védve szobahőmérsékleten tároljuk.

FIGYELEM:
Az oldatokat csak a címkén jelölt lejáratig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Teszt törzsek	**Festődés**
Mycobacterium tuberculosis	Pozitív
Escherichia coli	Negatív

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!