LÖFFLER-FÉLE METILÉNKÉK FESTÉK

Festékoldat humán minták bakteriológiai és hisztológiai vizsgálatához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	1000 ml: LME61000
Szín:	Kék
Megjelenés:	Sötét, üledékmentes oldat

Felhasználási útmutató:

1. Gondos fixálás után árasszuk el a tárgylemezt a festékkel. Tartsuk a festéket a lemezen 1 - 2 percig.
2. Mossuk gondosan le vízzel a tárgylemezt.
3. Szárítsuk levegőn, álló helyzetben

Értékelés:

Sötétkék: Mikro-organizmusok és fehérvérsejtek
Szürke: Háttér

ÖSSZETÉTEL

Metilénkék	3 g/l
Oldószer	Etanol 30%

Tárolási körülmények: A flakonokat fénytől védve szobahőmérsékleten tároljuk.

FIGYELEM:
Az oldatokat csak a címkén jelölt lejáratig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Teszt törzsek	**Festődés**
Escherichia coli	Kékre festődés

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!