

CAMPYLOBACTER SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ, CCDA

500 ml Campylobacter (CCDA) agar, szenes készítéséhez

Liofilizált keverék Campylobacter fajok izolálásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: CCS80004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **24 g Campylobacter (CCDA) agar alap, szenes (CCA20500)** portáptalajt 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjuk hozzá **egy fiola Campylobacter szelektív kiegészítő, CCDA (CCS80004)** 4 ml steril desztillált vízzel feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Cefoperazone	16
Amphotericin B	5

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!