

GLICERIN KIEGÉSZÍTŐ

Glicerín (1,2,3 trihidroxipropán) különféle táptalajok kiegészítéséhez.

Alapadatok	
Katalógusszám:	100 ml: GLC80100, 500 ml: GLC80500
Szín:	Víztiszta
Megjelenés:	Sűrű, transzparens folyadék

Felhasználási útmutató: Lásd az érintett táptalajok alapok (pl.: Cetrimid, Loewenstein-Jensen, DG 18 stb.) felhasználási útmutatóit.

ÖSSZETÉTEL

GLC80100	Glicerín bakteriológiai célra - 100 ml
GLC80500	Glicerín bakteriológiai célra - 500 ml

Tárolási körülmények: A palackokat fénytől védve szobahőmérsékleten tároljuk.

FIGYELEM:

A kiegészítőt csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!