

LISZTÉRIA SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ, FÉL FRASER

500 ml Lisztéria dúsító leves, fél Fraser készítéséhez

Liofilizált keverék *Listeria monocytogenes* izolálásához az ISO 11290-1 szerint.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: LSH80004
Szín:	Sárgásbarna
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **27,5 g Listeria dúsító leves alap, UVM - Fraser (LEF20500)** portáptalajt 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra. Oldjuk fel 4 ml etanol/steril ionmentes víz 1:1 arányú keverékében egy fiola **Lisztéria szelektív kiegészítő, fél Fraser (LSH80004)** tartalmát, majd aseptikusan adjuk a táptalajhoz. Gondosan keverjük meg, majd aseptikusan fejtük szét.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Vas(III)-ammónium-citrát	250,00
Acriflavine	6,25
Nalidixsav	5,00

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!