

LISZTÉRIA SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ, OXFORD

500 ml Lisztéria szelektív agar, Oxford készítéséhez

Liofilizált keverék *Listeria monocytogenes* izolálásához az ISO 11290-1 szerint.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: LS080004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **29,5 g Lisztéria szelektív agar alap, Oxford (LA020500)** portáptalajt 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjuk hozzá **1 fiole Lisztéria szelektív kiegészítő, Oxford (LS080004)** 4 ml etanol és steril ionmentes víz 1:1 arányú keverékében feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Cycloheximide	200,0
Colistin	10,0
Fosfomicin	5,0
Acriflavine	2,5
Cefotetan	1,0

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!