

PERFRINGENS SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ, TSC

500 ml TSC agar készítéséhez

Liofilizált keverék Clostridium perfringens izolálásához.

Alapadatok:	
Katalógus szám:	4 ml: PSS80004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató:

TSC agar készítése: Oldjunk fel **22,5 g Perfringens (TSC+SFP) agar alap (PAB20500) portáptalajt** 470 ml ionmentes vízben. Az elegyet a tökéletes oldódás eléréséig forraljuk. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és adjunk hozzá aseptikusan 25 ml **Steril tojássárga emulziót (EYE80025)**. Oldjuk fel 1 **fiola Perfringens szelektív kiegészítő, TSC (PSS80004)** tartalmát 4 ml steril ionmentes vízben és szintén adjuk a táptalajhoz. Gondosan keverjük meg mielőtt Petri-csészékbe töltjük.

Tojás mentes TSC agar készítése: Oldjunk fel **22,5 g Perfringens (TSC+SFP) agar alap (PAB20500) portáptalajt** 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet a tökéletes oldódás eléréséig forraljuk. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és adjuk a táptalajhoz aseptikusan 1 **fiola Perfringens szelektív kiegészítő, TSC (PSS80004)** 4 ml steril desztillált vízben feloldott tartalmát. Gondosan keverjük meg mielőtt Petri-csészékbe töltjük.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

D-Cycloserine	200
---------------	-----

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 - 8°C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A kiegészítőt csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!