

POLYMYXIN KIEGÉSZÍTŐ

Liofilizált keverék különféle táptalajok kiegészítéséhez.

Alapadatok	
Katalógusszám - Polymyxin (4 mg) kiegészítő:	4 ml: PMX80004-04
Katalógusszám - Polymyxin (10 mg) kiegészítő:	4 ml: PMX80004-10
Katalógusszám - Polymyxin (20 mg) kiegészítő:	4 ml: PMX80004-20
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjuk fel a kiegészíteni kívánt táptalaj alap megfelelő mennyiségét **500 ml** ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Ha szükséges, sterilizáljuk autoklávban az előírt időtartamig és hőfokon. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjuk hozzá **1 fioła Polymyxin kiegészítő** 4 ml steril ionmentes vízben feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL

PMX80004-04	Polymyxin - 4 mg
PMX80004-10	Polymyxin - 10 mg
PMX80004-20	Polymyxin - 20 mg

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!