

STERIL TOJÁSSÁRGA POYMYXIN (PEMBA) EMULZIÓ

500 illetve 1000 ml *Bacillus cereus* (PEMBA) agar készítéséhez

Steril, stabilizált polymyxin tartalmú tojássárga emulzió *Bacillus cereus* lipáz aktivitás alapján történő kimutatásához az ISO 7932 és ISO 6888 szerint.

Alapadatok	
Katalógusszám:	25 ml: EYP80025-01, 50 ml: EYP80050-01
Szín:	Sárga
Megjelenés:	Sűrű, homogén emulzió

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **40 g *Bacillus cereus* (PEMBA) agar alapot (BCA20500)** 950 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjunk hozzá **50 ml Steril tojássárga polymyxin (PEMBA) emulziót (EYP80050-01)**. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

50 ml KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZETÉTELE

Tojássárga	50 %
Polymyxin B	100.000 IU
Oldószer	fiziológiás sóoldat

Tárolási körülmények: A flakonokat 2-8 °C-on, fénytől védve tároljuk.

FIGYELEM:

A kiegészítőt csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!

Irodalom: ISO 7932:2004; ISO 6888-1:2021