

## STERIL TOJÁSSÁRGA TELLURIT EMULZIÓ

500 – 10. 000 ml Baird-Parker agar vagy leves készítéséhez

Steril, stabilizált kálium-tellurit tartalmú tojássárga emulzió koaguláz pozitív staphylococcusok izolálásához és előzetes tájékoztató elkülönítéséhez az ISO 7932 és ISO 6888 szerint.

| Alapadatok     |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Katalógusszám: | 25ml: EYT80025, 50ml: EYT80050<br>100ml: EYT80100 500ml: EYT80500 |
| Szín:          | Sárga                                                             |
| Megjelenés:    | Sűrű, homogén emulzió                                             |

**Baird-Parker agar készítése:** Oldjunk fel **60 g Baird-Parker agar alapot (BPA20500)** 950 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjunk hozzá **50 ml Steril tojássárga tellurit emulziót (EYT80050)**. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

**Baird-Parker leves készítése:** Oldjunk fel **43 g Baird-Parker leves alapot (BBR20500)** 950 ml ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjunk hozzá **50 ml Steril tojássárga tellurit emulziót (EYT80050)**. Gondosan keverjük meg, majd aseptikusan fejtük szét steril csövekbe.

**Mintafeldolgozás és értékelés:** A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

### 50 ml KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZETÉTELE

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Tojássárga emulzió | 50 %                |
| Kálium-tellurit    | 100 mg              |
| Oldószer           | fiziológiás sóoldat |

**Tárolási körülmények:** A flakonokat 2-8 °C-on, fénytől védve tároljuk.

#### FIGYELEM:

A kiegészítőt csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

**Csak professzionális felhasználásra!**

**Irodalom:** ISO 7932:2004; ISO 6888-1:2021