

SULPHAMANDELÁT SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ

500 ml Brillantzöld agar, módosított készítéséhez

Liofilizált keverék *Salmonella* spp. izolálásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: SUS80004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **26,5 g Brillantzöld agar alap, módosítottat (BGM20500)** 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on 15 percig. Hűtsük gyorsan le 50 °C-ra és aszeptikusan adjuk hozzá **1 fiola Sulphamandelát szelektív kiegészítő (SUS80004)** 4 ml steril ionmentes vízben feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

FIGYELEM!

A táptalaj hőérzékeny!

Minden további hőkezelés szükségtelen és károsító!

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Nátrium-sulphacetamid	500
Nátrium-mandelát	125

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!