

TETRATIONÁT JÓD-JODID SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ

500 ml tetracionát leves készítéséhez

Száraz porkeverék tetracionát levesek készítéséhez.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: TTS80010
Szín:	Sötét szürke - fekete
Megjelenés:	Fényes pellet

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel a táptalaj termékismertetőjében előírt mennyiségű port valamelyik tetracionát leves alapból 500 ml vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Hűtsük le 50 °C-ra. Oldjuk fel 1 fiola **Tetracionát jód-jodid szelektív kiegészítő (TTS80010)** tartalmát 4 ml steril ionmentes vízben és aseptikusan adjuk a táptalajhoz. Gondosan keverjük meg, majd aseptikusan fejtjük steril csövekbe.

FIGYELEM!

A táptalaj hőérzékeny!

A kiegészítő hozzáadása után nem szabad melegíteni!

A táptalajt - a szelektivitás csökkenésének elkerülése miatt - a legjobb a készítés napján felhasználni!

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/fiola]

Jód	3,0
Kálium-jodid	2,5

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!