

TETRATIONÁT JÓD-JODID SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ, ISO

500 ml Muller-Kauffmann tetracionát leves készítéséhez

Száras porkeverék tetracionát levesek készítéséhez.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: TTI80010
Szín:	Sötét szürke - fekete
Megjelenés:	Fényes pellet

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **41 g Tetracionát leves alap, Muller-Kauffmann** vagy **45 g Tetracionát leves, Muller-Kauffmann (MKTn)** portáptalajt 500 ml vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Hűtsük le 50 °C-ra. Oldjuk fel 1 fiola **Tetracionát jód-jodid szelektív kiegészítő, ISO (TTI80010)** tartalmát 4 ml steril ionmentes vízben és aseptikusan adjuk a táptalajhoz. Gondosan keverjük meg, majd aseptikusan fejtjük steril csövekbe.

FIGYELEM!

A táptalaj hőérzékeny!

A kiegészítő hozzáadása után nem szabad melegíteni!

A táptalajt - a szelektivitás csökkenésének elkerülése miatt - a legjobb a készítés napján felhasználni!

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.**ÖSSZETÉTEL [g/fiola]**

Jód	2,0
Kálium-jodid	2,5

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.**FIGYELEM:**

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!**Irodalom:** ISO 6579-1:2017; ISO 19250:2013