

TTC OLDAT, STERIL

KÜLÖNFÉLE TÁPTALAJOK 10 VAGY 30 LITERÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Steril TTC (2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride) oldat különféle táptalaj alapok kiegészítéséhez.

Alapadatok	
Katalógusszám:	10 ml: TTC80010, 30 ml: TTC80030
Szín:	Víztishta
Megjelenés:	Transzparens oldat

Felhasználási útmutató: Oldjuk fel valamelyik kiegészíteni kívánt portáptalaj alap (Pl. CATC agar alap, KF Streptococcus agar alap, Slanetz-Bartley agar alap, Tergitol 7 agar alap, stb.) szükséges mennyiségét 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandókeverés mellett forraljuk fel. Sterilizáljuk az adott táptalaj feldolgozási útmutatójában leírtak szerint. Hűtsük le 50 °C-ra és aszeptikusan adjunk hozzá **10 csepp (0,5 ml) TTC oldat, steril (TTC80030) kiegészítőt**. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL

TTC	5 %
Oldószer	desztillált víz

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2-8 °C tároljuk.

FIGYELEM:

A kiegészítőt csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!