

TWEEN 80 KIEGÉSZÍTŐ

TWEEN 80 (polioxietilén-szorbitán-monooleát; poliszorbát 80) különféle táptalaj alapok kiegészítéséhez.

Adatok	
Katalógusszám:	100 ml: TWS80100, 500 ml: TWS80500
Szín:	Színtelen vagy enyhén sárgás
Megjelenés:	Sűrű, transzparens folyadék. Egy kevés - a minőséget nem befolyásoló - üledék lehetséges.

Felhasználási útmutató: Különböző. Lásd az elkészíteni kívánt táptalaj termékismertetőjét.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL

TWS80100	TWEEN 80, bakteriológiai célra - 100 ml
TWS80500	TWEEN 80, bakteriológiai célra - 500 ml
TWS82500	TWEEN 80, bakteriológiai célra - 2500 ml

Tárolási körülmények: A palackokat fénytől védve szobahőmérsékleten tároljuk.

FIGYELEM:

A kiegészítőt csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!