

ACETAMID LEVES

Szintetikus, differenciáló táptalaj *Pseudomonas aeruginosa* dúsításához és differenciálásához az ISO 16266 szerint.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: ACB20500, 5 kg: ACB25000
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	6,8 – 7,2

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel 3,4 g port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: ACB30100, 500 ml: ACB30500
Csőves táptalajok:	100 x 12 mm: ACB40003 (3 ml)
Szín:	Víztisztas
pH (25 °C-on):	6,9 – 7,1

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilén szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Acetamid	2,0000
Nátrium-klorid	0,2000
Magnézium-szulfát, vízmentes	0,2000
Nátrium-molibdát	0,0050
Vas(II)-szulfát x 7 H ₂ O	0,0005
Kálium-dihidrogén-foszfát	1,0000

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont háladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Tesztörzsek		Növekedés	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853		Jó, Nessler reagens hozzáadására sárga elszíneződés	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922		Gátolt, Nessler reagens hozzáadására nincs színváltozás	

Irodalom: ISO 16266:2006

Csak professzionális felhasználásra!