

ASZPARAGIN LEVES ALAP

Szelektív táptalaj *Pseudomonas aeruginosa* kimutatásához és telepszámlálásához.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: ASB20500, 5 kg: ASB25000
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	6,8 – 7,2

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **4,5 g** port 1 liter ionmentes vízben. Adjunk hozzá **8 ml Glicerín kiegészítőt (GLC80100)**. Gondosan keverjük meg. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: ASB30100, 500 ml: ASB30500
Csőves táptalajok:	150 x 15 mm: ASB40010 (10 ml)
Szín:	Víztiszta
pH (25 °C-on):	6,9 - 7,1

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiserelésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

DL Aszparagin	3,0
Magnézium-szulfát	0,5
Pufferek	1,0

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haldéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati idő szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	48 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853		Jó	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922		Gátolt	

Irodalom: APHA (2005) Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th ed.

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!