

BURGONYAKIVONAT LEVES

Szelektív táptalaj élesztők és gombák tenyésztéséhez.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: PDB20500, 5 kg: PDB25000
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	4,9 – 5,3

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **24 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávban 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: PDB30100, 500 ml: PDB30500
Csöves táptalajok:	150 x 15 mm: PDB40010 (10 ml)
Szín:	Víztiszta
pH (25 °C-on):	5,0 – 5,2

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Burgonyakivonat	4
Glükóz	20

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati idő után szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	25 °C	Inkubációs idő:	48 h
Tesztörzsek		Növekedés	
<i>Candida albicans</i>	ATCC 10231	Jó	
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ATCC 16404	Jó	

Irodalom: APHA (2001) Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 4th ed.

Csak professzionális felhasználásra!