

CETRIMID LEVES ALAP

Szelektív táptalaj *Pseudomonas aeruginosa* tenyésztéséhez.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: CBB20500, 5 kg: CBB25000
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	7,0 – 7,4

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **32 g** port 1 liter ionmentes vízben. Adjunk hozzá **10 ml Glicerín kiegészítőt (GLC80100)**. Gondosan keverjük meg. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: CBB30100, 500 ml: CBB30500
Csőves táptalajok:	100 x 12 mm: CBB40002 (2 ml)
Szín:	Sárgás
pH (25 °C-on):	7,1 – 7,3

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Zselatinpepton	20,3
Kálium-szulfát	10,0
Magnézium-klorid	1,4
Cetrimid	0,3

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haldéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati idő szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853		Jó, színváltozás zöldre	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922		Gátolt	

Irodalom: APHA (2005) Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th ed.

Csak professzionális felhasználásra!