

ChromoBio® ENTEROCOCCUS LEVES

Szelektív és differenciáló táptalaj enterococcusok szelektív dúsításához.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: CEB20500, 5 kg: CEB25000
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	7,3 – 7,7

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **20 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 115 °C-on, 15 percig.

FIGYELEM!

A táptalaj hőérzékeny!
Minden további hőkezelés szükségtelen és károsító!

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: CEB30100, 500 ml: CEB30500
Csöves táptalajok:	150 x 15 mm: CEB40010 (10 ml)
Szín:	Sárgás
pH (25 °C-on):	7,4 – 7,6

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Peptonok	10,0
Nátrium-klorid	6,4
Nátrium-azid	0,6
Kromogén szubsztrát	3,0

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC 29212	Jó, színváltozás kékre	
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	Gátolt	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	Gátolt	
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 29213	Gátolt	

Csak professzionális felhasználásra!