

CM LEVES, ANAEROB

Nagy tenyésztőképességű, általános anaerob dúsító táptalaj.

Kész táptalajok	
Csőves táptalajok:	150 x 15 mm: CMB40010 1,5 - 2 cm húsmorzsa + 6 ml leves
Szín:	Sárgás (leves) + barna (hús)
pH (25 °C-on):	7,0 - 7,2

Felhasználási útmutató: A táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Színhús	400,00
Peptonok	35,00
Glükóz	5,00
Nátrium-klorid	3,30
L-Cisztein	0,40
Növekedési faktorok + anaerob vitaminok	0,02
Pufferek	5,00

Tárolási körülmények: A csöveket fénytől védve 2 - 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati idő után szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124		Jó	

Irodalom: Lányi (1980) Járványügyi és Klinikai Bakteriológia

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!