

DEXTRÓZ LEVES

Általános felhasználású dúsító táptalaj, amely alkalmas a dextróz bontás tanulmányozására is.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: DEB20500, 5 kg: DEB25000
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	7,1 – 7,5

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **20 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét. Amennyiben a gázképzést is tanulmányozni kívánjuk úgy lássuk el a tesztsöveket gázcsővel (Durham) is. Sterilizálás autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: DEB30100, 500 ml: DEB30500
Csőves táptalajok:	100 x 12 mm: DEB40001 (1 ml) 100 x 15 mm: DEB40005 (5 ml)
Szín:	Sárgás
pH (25 °C-on):	7,2 - 7,4

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Peptonok	10
Glükóz	5
Nátrium-klorid	5

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	Jó (gázképzés)	
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 29213	Jó (gázképzés nélkül)	

Csak professzionális felhasználásra!