

DEXTRÓZ TRIPTON LEVES

Differenciáló táptalaj mezofil és termofil aerob mikro-organizmusok kimutatásához.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: DTB20500, 5 kg: DTB25000
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	6,7 – 7,1

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **15 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: DTB30100, 500 ml: DTB30500
Csöves táptalajok:	150 x 15 mm: DTB40001 (10 ml)
Szín:	Bíbor
pH (25 °C-on):	6,8 – 7,0

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Tripton	10,00
Glükóz	5,00
Brómkrezolbíbor	0,04

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont háladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Bacillus stearothermophilus</i> ATCC 12980		Jó, színváltozás sárgára	

Csak professzionális felhasználásra!