

MRVP LEVES

Differenciáló táptalaj baktériumok – metilvörös és Voges-Proskauer reakciók alapján történő – differenciálásához.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: MVP20500, 5 kg: MVP25000
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	6,8 – 7,2

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **17 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig. Hűt-sük gyorsan le.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: MVP30100, 500 ml: MVP30500
Csőves táptalajok:	100 x 12 mm: MVP40002 (2 ml)
Szín:	Sárgás
pH (25 °C-on):	6,9 - 7,1

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Peptonok	7
Glükóz	5
Pufferek	5

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haldéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Reakciók	
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	MR+	VP-
<i>Enterobacter aerogenes</i>	ATCC 13048	MR-	VP+

Irodalom: Voges and Proskauer (1898) Z. Hyg. 28: 20.
ISO 6579, ISO6585, FIL-IDF 181

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!