

PBS PUFFER OLDAT

Steril, pufferelt, izotóniás hígító oldat biológiai mintákhoz.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: PBS20500, 5 kg: PBS25000
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	7,2 – 7,6

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **10 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: PBS30100, 500 ml: PBS30500
Csőves táptalajok:	150 x 15 mm: PBS40010 (10 ml)
Szín:	Víztisztta
pH (25 °C-on):	7,3 – 7,5

Felhasználási útmutató: A palackos oldatokat sterilen fejtük szét. A csöves kiserelésű oldatok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Nátrium-klorid	8,00
Kálium-klorid	0,20
Dinátrium-hidrogén-foszfát	1,54
Kálium-dihidrogén-foszfát	0,26

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul, gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

Az oldatokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!