

PEPTONVÍZ, DUPLÁN PUFFERELT

Elődúsító táptalaj *Salmonella* spp. izolálásához, különösen erősen savanyú vagy savtermelő minták esetében.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: PWD20500, 5 kg: PWD25000
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	7,0 – 7,4

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **25 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: PWD30100, 225 ml: PWD30225, 250 ml: PWD30250, 500 ml: PWD30500
Csöves táptalajok:	150 x 15 mm: PWD40010 (10 ml)
Szín:	Sárgás
pH (25 °C-on):	7,1 – 7,3

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Peptonok	10
Nátrium-klorid	5
Kálium-dihidrogén-foszfát	3
Dinátrium-hidrogén-foszfát (Egyenértékű 9 g Dinátrium-hidrogén-foszfát x 12 H ₂ O-val)	7

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028		Jó	

Csak professzionális felhasználásra!