

RINGER OLDAT, 1/4 ERŐSSÉGŰ

Steril izotóniás hígító oldat bakteriológiai mintákhoz.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: RIS20500, 5 kg: RIS25000
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	6,8 – 7,2

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel 2,5 g port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: RIS30100, 500 ml: RIS30500
Csőves táptalajok:	150 x 15 mm: RIS40010 (10 ml)
Szín:	Víziszta
pH (25 °C-on):	6,9 – 7,1

Felhasználási útmutató: A palackos oldatokat sterilen fejtsük szét. A csöves kiszerezésű oldatok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Nátrium-klorid	2,25
Kálium-klorid	0,10
Kalcium-klorid	0,10
Nátrium-hidrogén-karbonát	0,05

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

Az oldatokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

Irodalom: Davis (1965) Lab. Cont. of Dairy Plant.

Csak professzionális felhasználásra!