

## SABOURAUD CHLORAMPHENICOL LEVES

Szelektív táptalaj gombák (különösen a dermatophyták) tenyésztéséhez szennyezett mintákból.

| Portáptalajok                     |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Katalógusszám:                    | 500 g: SCC20500, 5 kg: SCC25000 |
| Szín:                             | Sárgás                          |
| Megjelenés:                       | Homogén, nedvszívó por          |
| pH autoklávozás előtt (25 °C-on): | 6,2 – 6,6                       |

**Felhasználási útmutató:** Oldjunk fel **30 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

| Kész táptalajok      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Palackos táptalajok: | 100 ml: SCC30100, 500 ml: SCC30500 |
| Csöves táptalajok:   | 150 x 15 mm: SCC40010 (10 ml)      |
| Szín:                | Barnás                             |
| pH (25 °C-on):       | 6,3 – 6,5                          |

**Felhasználási útmutató:** A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

**Mintafeldolgozás és értékelés:** A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

### ÖSSZETÉTEL [g/l]

|                 |      |
|-----------------|------|
| Peptonok        | 10,0 |
| Glükóz          | 19,5 |
| Chloramphenicol | 0,5  |

**Tárolási körülmények:** A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haldéktalanul gondosan zárjuk vissza!

#### FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

### Mikrobiológiai ellenőrzés:

| Feldolgozási körülmények:       |            |                 |      |
|---------------------------------|------------|-----------------|------|
| Inkubációs hőmérséklet:         | 25 °C      | Inkubációs idő: | 48 h |
| Teszt törzsek                   |            | Növekedés       |      |
| <i>Candida albicans</i>         | ATCC 10231 | Jó              |      |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> | ATCC 16404 | Jó              |      |
| <i>Escherichia coli</i>         | ATCC 25922 | Gátolt          |      |

**Irodalom:** European Pharmacopoeia

**In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!**