

TRICHOMONAS TÁPTALAJ ALAP

Szelektív táptalaj *Trichomonas vaginalis* tenyésztéséhez.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: TRM20500, 5 kg: TRM25000
Szín:	Barnás
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	6,2 – 6,6

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **18,5 g** port 455 ml ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Sterilizálás autoklávbán 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjunk hozzá **40 ml steril, inaktivált (56 °C-on 30 percig tartott) és pH beállított (6,4) lósavót**, valamint **1 flia Trichomonas szelektív kiegészítő (TSS80004)** 4 ml steril ionmentes vízben feloldott tartalmát. Gondosan keverjük meg, majd aseptikusan fejtsük szét steril csövekbe.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok alapok:	100 ml: TRM30100, 500 ml: TRM30500
Csöves táptalajok:	150 x 15 mm: TRM40010 (10 ml)
Szín:	Barnás
pH (25 °C-on):	6,3 – 6,5

Felhasználási útmutató: A palackos táptalaj alapok kiegészítését a portáptalajok felhasználási útmutatójában leírtak szerint kell végezni. A csöves táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Máj kivonat	24,5
Glükóz	5,0
Nátrium-klorid	6,5
Agar	1,0

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos táptalajokat fénytől védve szobahőmérsékleten tároljuk. A csöves táptalajokat fénytől védve 2-8 °C-on tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	48 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Trichomonas vaginalis</i> ATCC 30001		Jó	

Irodalom: Freinberg and Whittington (1957) J. Clin. Path. 10: 327.

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!