

YERSINIA (PSB) LEVES

Szelektív táptalaj *Yersinia enterocolitica* kimutatásához az ISO 10273 szerint.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: YPS20500, 5 kg: YPS25000
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	7,4 – 7,8

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **31 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávban 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: YPS30100, 500 ml: YPS30500
Csöves táptalajok:	150 x 15 mm: YPS40010 (10 ml)
Szín:	Sárgás
pH (25 °C-on):	7,5 - 7,7

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen fejtsük szét. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Kazeinpepton	5,00
Epesók	1,50
Szorbit	10,00
Nátrium-klorid	5,00
Nátrium-dihidrogén-foszfát x 1 H ₂ O	1,20
Dinátrium-hidrogén-foszfát	8,23

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	25 °C	Inkubációs idő:	48 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC 23715		Jó	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213		Gátolt	

Irodalom: ISO 10273:2017

Csak professzionális felhasználásra!