BRILLANTZÖLDES ALKOHOL, 73%-OS

Színkódolt etanol-oldat tejtermékek hőstabilitásának meghatározásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	1000 ml: BRI61000-73
Szín:	Világoszöld
Megjelenés:	Transzparens, üledékmentes oldat

Felhasználási útmutató: A vonatkozó szabványban előírtak szerint.

ÖSSZETÉTEL

Etanol (propil-alkohol tartalmú)	73 %
Brilliánszöld	Nyomnyi
Oldószer	Desztillált víz

Tárolási körülmények: Fénytől védve, szobahőmérsékleten.

FIGYELEM:
A reagenst csak a címkén jelölt lejáratig szabad felhasználni!

Analitikai reagens – csak professzionális felhasználásra!