FENOLFTALEIN OLDAT, 1%-OS

Indikátor oldat tej és tejtermékek savfokának és fehérje tartalmának meghatározásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	1000 ml: PHE61000-01
Szín:	Víztiszta
Megjelenés:	Transzparens, üledékmentes oldat

Felhasználási útmutató: A vonatkozó szabványban előírtak szerint.

ÖSSZETÉTEL

Fenolftalein	10 g/l
Oldószer	Etanol, 70 %-os

Tárolási körülmények: Fénytől védve, szobahőmérsékleten.

FIGYELEM:
A reagenst csak a címkén jelölt lejáratig szabad felhasználni!

Analitikai reagens – csak professzionális felhasználásra!